


Anti-Peroxiredoxin 5 (Prdx5) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P30044

Artikelnummer: CM0006905



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches Peroxiredoxin 5 (PRDX5), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von oxidativem Stress. Hohe Spezifität für die Targetierung von mitochondrialen, zytoplasmatischen und peroxisomalen Isoformen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] Peroxiredoxin 5 (PRDX5) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBB110; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxin 5 (PRDX5)
Spezies	Mensch
GenID	25824
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 53-214 von menschlichem Peroxiredoxin 5 (PRDX5) (NP_036226.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30044
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel