


Anti-Peroxiredoxin 5 (Prdx5) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P30044

Artikelnummer: CM0029988



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Peroxiredoxin 5 (PRDX5), validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von oxidativem Stress und antioxidativer Abwehr in Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Peroxiredoxin 5 (PRDX5) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBB110; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxin 5 (PRDX5)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	25824
GenID	25824
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 53-214 von menschlichem Peroxiredoxin 5 (PRDX5) (NP_036226.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30044
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel