


Anti-Peroxiredoxin 5 (Prdx5) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P30044

Artikelnummer: CM0014246



Einführung

Hochwertiger Anti-Peroxiredoxin 5 (PRDX5) Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-PRDX5. Ideal für Forschung zu oxidativen Stress, Antioxidansabwehr und Peroxisomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Peroxiredoxin 5 (PRDX5) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBB110; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxin 5 (PRDX5)
Art	Mensch
GenID (Mensch)	25824
GenID	25824
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 53-214 des menschlichen Peroxiredoxin 5 (PRDX5) (NP_036226.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30044
Proteinmasse	22 kDa
Versand	Eispackung