

Monoklonaler Anti-Peroxiredoxin 6 Antikörper Für Wb, Elisa - P30041

Artikelnummer: CM0005085

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches Peroxiredoxin 6 (PRDX6), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu oxidativem Stress und Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Peroxiredoxin 6 Kaninchen mAκ
Anmerkungen/Aliase	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m; Peroxiredoxin 6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9588
Gen-ID	9588
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30041
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel