

Anti-Peroxiredoxin-6-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P30041

Artikelnummer: CM0019622



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Peroxiredoxin 6 (PRDX6), für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Rattenprotein. 25-kDa-Protein.

Antioxidatives Enzym mit Peroxidase- und Phospholipase-Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Peroxiredoxin 6 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m; Peroxiredoxin 6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9588
Gen-ID	9588
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-224 des humanen Peroxiredoxins 6 (NP_004896.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30041
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku