


Anti-Peroxiredoxin 6 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Kd Validiert) Für Wb, Ihc-P, Elisa - P30041

Artikelnummer: CM0005195



Einführung

Dieser kaninchen monoklonale Antikörper gegen humanes Peroxiredoxin 6 (KD validiert) detektiert ein Protein von ~25 kDa, geeignet für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegen Mensch und Ratte. Ideal für die Forschung zu oxidativem Stress und Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] Peroxiredoxin 6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m
Spezies	Mensch
GenID	9588
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-224 von humanem Peroxiredoxin 6 (NP_004896.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P30041
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel