

Anti-Perp Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If - Q96Fx8

Artikelnummer: CM0005944

Einführung

PERP Kaninchen-monoklonaler Antikörper (Q96FX8) validiert für WB, IHC, IF, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Targetiert p53-Apoptose-Effektor verwandt mit PMP-22, beteiligt an Desmosomen-Verbindungen und epithelialer Integrität. Ideal für Studien zu Apoptose und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PERP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	THW, KCP1, EKVP7, OLMS2, PIGPC1, KRTCAP1, dj496H19.1, PERP
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	64065
GeneID	64065
Immunogen	Ein synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 94-193 von menschlichem PERP (Q96FX8).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96FX8
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel