

Anti-Pex10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O60683

Artikelnummer: CM0021139

Einführung

Dieser kaninchenpolyklonale Antikörper richtet sich gegen humanes PEX10, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Geeignet zur Untersuchung der Peroxisomen-Biogenese und der PEX5-Recycling-Wege in der Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEX10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NALD; PBD6A; PBD6B; RNF69; PEX10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5192
Gen-ID	5192
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 10-160 von humanem PEX10 (NP_002608.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O60683
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel