

Anti-Pex11B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O96011

Artikelnummer: CM0019426

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PEX11B (Peroxin-11B), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Peroxisomen-Proliferation und -Teilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEX11B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PEX14B; PEX11beta; PEX11-BETA; PEX11B
Spezies	Human
Gen-ID	8799
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 100-180 von humanem PEX11B (NP_003837.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O96011
Protein-Gewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel