

## Anti-Pex12 Kan Polyklonaler Antikörper Für Western Blot & Elisa - O00623

Artikelnummer: CM0017342

### Einführung

Dieser PEX12 polyklonale Kaninchen-Antikörper ist für Western Blot und ELISA validiert und richtet sich gegen das menschliche Peroxisomen-Assembly-Protein 12 (PAF-3). Ideal für Studien zur Peroxisomen-Biogenese und zum Recycling des PEX5-Rezeptors. Bestellen Sie bei CamelBio für zuverlässige IVD-Rohmaterialien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PEX12 Kaninchen pAb                                                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | PAF-3; PBD3A; PEX12                                                                                                                      |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                   |
| Gen-ID (Mensch)   | 5193                                                                                                                                     |
| Gen-ID            | 5193                                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 290-359 von menschlichem PEX12 (NP_000277.1) homolog ist |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                   |
| SWISS             | O00623                                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 41kDa                                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                |