

Anti-Pex14 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75381

Artikelnummer: CM0029702



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes PEX14, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Unentbehrlich für Studien zum Peroxisomalen Proteinimport und zu Peroxisomen-Biogenesestörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEX14 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NAPP2; PBD13A; Pex14p; dj734G22.2; PEX14
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5195
Gen-ID	5195
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 118-377 von humanem PEX14 (NP_004556.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O75381
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel