


Anti-Pex19 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P40855

Artikelnummer: CM0028415



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PEX19 (Peroxin-19), validiert für WB, IF-P, ELISA. Erkennt PEX19 in Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Peroxisomen-Biogenese und zum Membranprotein-Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEX19 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PXF; HK33; PMP1; PMPI; PXMP1; PBD12A; D1S2223E; PEX19
Spezies	Human
GeneID (Human)	5824
GeneID	5824
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-299 von humanem PEX19 (NP_002848.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P40855
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel