

Anti-Pex2 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P28328

Artikelnummer: CM0020559

Einführung

PEX2 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt PEX2 bei Mensch, Maus, Ratte. Unverzichtbar für Forschung zur Peroxisomen-Biogenese und PEX5-Recycling. Geeignet für Studien zu Pexophagie und peroxosomalen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PEX2 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	PAF1; PMP3; ZWS3; PBD5A; PBD5B; PMP35; PXMP3; RNF72; PEX2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	5828
GenID	5828
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-130 von menschlichem PEX2 (NP_001165558.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28328
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel