

Anti-Pex5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P50542

Artikelnummer: CM0018103



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes PEX5, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Zielt auf den Rezeptor für peroxisomales Targeting-Signal 1; wichtig für die Forschung zur Peroxisomen-Biogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEX5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PXR1; PBD2A; PBD2B; PTS1R; RCDP5; PTS1-BP; PEX5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5830
GenID	5830
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 364-631 von humanem PEX5 (NP_000310.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50542
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel