

Anti-Pex6 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q13608

Artikelnummer: CM0013538

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PEX6, eine peroxisomale AAA-ATPase, die für den Import von Peroxisomenproteinen essenziell ist. Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur Peroxisomenbiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEX6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PAF2; HMLR2; PAF-2; PBD4A; PDB4B; PXAAA1; PEX6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5190
Gen-ID	5190
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 741-980 des humanen PEX6 (NP_000278.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13608
Proteinmolekulargewicht	104 kDa
Versand	Eisbeutel