

Anti-Pfas Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15067

Artikelnummer: CM0019505

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PFAS (PURL, FGAMS) für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte; geeignet für die Purin-Biosynthese-Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PFAS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PURL; FGAMS; GATD8; FGARAT; FGAR-AT; PFAS
Spezies	Human
GeneID (human)	5198
GeneID	5198
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem PFAS (NP_036525.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O15067
Proteingewicht	145kDa
Versand	Eistasche