


Anti-Pfdn2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uhv9

Artikelnummer: CM0012991



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches PFDN2 (Prefoldin-Untereinheit 2). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ein nützliches Werkzeug für Studien zu Chaperonen und Proteinfaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PFDN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PFD2; PFDN2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5202
GeneID	5202
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UHV9
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel