


Anti-Pfdn5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99471

Artikelnummer: CM0029874



Einführung

Anti-PFDN5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte PFDN5, einen Prefoldin-Chaperon, der die MYC-Transkription reguliert. Ideal für die Erforschung der Proteinfaltung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PFDN5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MM1; MM-1; PFD5; PFDN5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5204
GenID	5204
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99471
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel