


Anti-Pfdn5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Elisa - Q99471

Artikelnummer: CM0008385



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PFDN5 (MM1), validiert für WB, IF, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der c-Myc-Modulation und Chaperon-Funktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PFDN5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MM1; MM-1; PFD5; PFDN5
Spezies	Human
GeneID (human)	5204
GeneID	5204
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-154 von humanem PFDN5 (Q99471) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99471
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel