


Anti-Pfkfb3-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper (Ipfk-2) Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q16875

Artikelnummer: CM0007052



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PFKFB3 (iPFK-2), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Glykolyse- und Krebsstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PFKFB3-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5209
Gen-ID	5209
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 des humanen PFKFB3 (NP_004557.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16875
Proteingewicht	57 kDa/58 kDa/59 kDa/60 kDa
Versand	Kühlakku