


Anti-Pfkfb3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16875

Artikelnummer: CM0017371



Einführung

Hochwertiger polyclonaler Antikörper aus Kaninchen gegen PFKFB3 (6-Phosphofructo-2-Kinase/Fructose-2,6-Bisphosphatase 3). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Ideal für Stoffwechselstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PFKFB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5209
Gen-ID	5209
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-210 von menschlichem PFKFB3 (NP_004557.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q16875
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel