


Anti-Pfkfb3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q16875

Artikelnummer: CM0030611



Einführung

Hochwertiger Anti-PFKFB3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zum Fructose-2,6-bisphosphat-Stoffwechsel. - Q16875

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PFKFB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5209
Gen-ID	5209
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16875
Protein-Gewicht	60kDa
Versand	Eistüte