


Anti-Pfkl Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17858

Artikelnummer: CM0007250



Einführung

Hochwertiger Anti-PFKL Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf lebertypische Phosphofruktokinase ab, ein zentrales Glykolyseenzym. Geeignet für die Stoffwechsel- und Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PFKL Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PFK-B, PFK-L, ATP-PFK, PFKL
Spezies	Mensch
GenID	5211
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 680-780 von humanem PFKL (NP_002617.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17858
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Eisbeutel