


Anti-Pfkl Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P17858

Artikelnummer: CM0026967



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches PFKL (Leber-Typ Phosphofructokinase, P17858). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Glykolyse- und Stoffwechselstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PFKL Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PFK-B; PFK-L; ATP-PFK; PFKL
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5211
GenID	5211
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 700-780 des menschlichen PFKL enthält (NP_002617.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17858
Proteinmasse	85 kDa
Versand	Eisbeutel