

Anti-Pfkm Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08237

Artikelnummer: CM0027290



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PFKM (ATP-abhängige 6-Phosphofructokinase, Muskeltyp) validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen für die Glykolyseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PFKM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GSD7; PFK1; PFKA; PFKX; PFK-1; PFK-A; ATP-PFK; PPP1R122; PFKM
Spezies	Human
GeneID (Human)	5213
GeneID	5213
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 501-780 des humanen PFKM (NP_001160160.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08237
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eistasche