

Anti-Pfkm Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - P08237

Artikelnummer: CM0012703



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die humane ATP-abhängige 6-Phosphofructokinase vom Muskeltyp (PFKM/P08237). Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Glykolyse und Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PFKM Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	GSD7; PFK1; PFKA; PFKX; PFK-1; PFK-A; ATP-PFK; PPP1R122; PFKM
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5213
GeneID	5213
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 der menschlichen Fructose-6-Phosphat-Kinase (P08237) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08237
Proteingewicht	85k Da
Versand	Eisbeutel