


Anti-Pfcp Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q01813

Artikelnummer: CM0025500



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PFKP, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten ~86 kDa PFKP. Ideal für Studien zur Glykolyse und Krebsstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PFKP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5214
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 336-540 des humanen PFKP (NP_002618.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q01813
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel