


Anti-Pfcp Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q01813

Artikelnummer: CM0003810



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes PFKP, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Glykolyse und Krebsstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PFKP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
Spezies	Mensch
Gen-ID	5214
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 336-540 des humanen PFKP (NP_002618.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01813
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Eispackung