


Anti-Pfcp-Kaninchenpolyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q01813

Artikelnummer: CM0020683



Einführung

Kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes PFKP (Phosphofruktokinase, Plättchentyp). Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Nützlich zur Untersuchung der Glykolyse, des Krebsstoffwechsels und verwandter Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PFKP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5214
Gen-ID	5214
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 605–784 des humanen PFKP (NP_002618.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q01813
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Kühlakku