

Anti-Pfn2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35080

Artikelnummer: CM0027530



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Profilin-2 (PFN2) gerichtet ist, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt endogenes PFN2 in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung der Aktindynamik und der Organisation des Zytoskeletts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PFN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PFL; D3S1319E; PFN2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5217
Gen-ID	5217
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-140 von humanem PFN2 (P35080) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35080
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel