

Anti-Pga3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P0Djd8

Artikelnummer: CM0022800

Einführung

Validiert für WB und ELISA, zielt dieser polyklonale Kaninchenantikörper auf humanes PGA3 (Pepsinogen-3) ab und zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Verdauungsenzymen und Proteasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PGA3
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	643834
GeneID	643834
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 63-180 von humanem PGA3 (NP_001073275.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P0DJD8
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eistüte