

Anti-Pga5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P0Djd9

Artikelnummer: CM0018155

Einführung

Anti-PGA5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattespezifisches PGA5. Ideal zur Untersuchung der Pepsinogen-5-Funktion bei der Verdauung und Proteolyse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGA5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Pg5; PGA5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5222
GenID	5222
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 63-180 von menschlichem PGA5 (NP_055039.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P0DJD9
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel