

Anti-Pgam1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P18669

Artikelnummer: CM0011207



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper, der auf menschliches PGAM1 abzielt, geeignet für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Eine optimale Wahl für Glykolyseforschung, Krebsstoffwechselstudien und die Beschaffung von Diagnostik-Rohstoffen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGAM1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PGAMA; PGAM-B; HEL-S-35; PGAM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5223
GenID	5223
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18669
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel