

Anti-Pgam1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P18669

Artikelnummer: CM0026900



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PGAM1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Glykolyse- und Krebsstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGAM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PGAMA; PGAM-B; HEL-S-35; PGAM1
Spezies	Human
Gen-ID	5223 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-254 von humanem PGAM1 (NP_002620.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P18669
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eistasche