

## Anti-Pgam5-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Hs1

Artikelnummer: CM0015463



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PGAM5, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der mitochondrialen Dynamik, Mitophagie und Nekroptose.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PGAM5-Kaninchen-pAb                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | BXLBV68; PGAM5                                                                                                                |
| Art               | Mensch                                                                                                                        |
| Gen-ID (Mensch)   | 192111                                                                                                                        |
| Gen-ID            | 192111                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 50-146 des humanen PGAM5 enthält (NP_001164014.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | Q96Hs1                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 32 kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                      |