

Anti-Pgam5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Hs1

Artikelnummer: CM0006283



Einführung

Kaninchen monoklonaler PGAM5 Antikörper (Bcl-XL-bindendes Protein v68) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches PGAM5 (Q96HS1), eine mitochondriale Serin/Threonin-Phosphatase, die die Mitophagie und Nekrose reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGAM5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BXLBV68; PGAM5
Spezies	Mensch
GenID	192111
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 50-146 von menschlichem PGAM5 (NP_001164014.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96HS1
Proteingewicht	32kDa/28KDa
Versand	Eisbeutel