

Anti-Pgc1 Alpha Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - 070343

Artikelnummer: CM0020827



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PGC1 alpha (PPARGC1A), validiert für WB, IF, IHC-P und ELISA in humanen, murinen und rattengewebenen Proben. Ideal für die Untersuchung der Stoffwechselregulation und mitochondrialen Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGC1 alpha Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Pgc1; PGC-1; Pgc01; Gm11133; Ppargc1; Pgc-1alpha; A830037N07Rik; PPARGC-1-alpha; PGC1 alpha
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	10891
Gen-ID	19017
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von murinem PGC1 alpha (NP_032930.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O70343
Proteingewicht	91 kDa
Versand	Eisbeutel