


Anti-Pgc1 Beta Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q86Yn6

Artikelnummer: CM0010768



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Anti-PGC1-beta-Antikörper aus Kaninchen, validiert für WB und ELISA, reaktiv gegenüber Menschen und Ratten. Geeignet für die Untersuchung von transkriptionellen Koaktivatorfunktionen im Stoffwechsel und der mitochondrialen Biogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGC1 beta Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PERC; ERRL1; PGC1B; PGC-1(beta); PGC1 beta
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	133522
GenID	133522
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 924-1023 von menschlichem PGC1 beta (NP_573570.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q86YN6
Proteinmasse	113kDa
Versand	Eisbeutel