


Anti-Pgc1A Monoklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q9UbK2

Artikelnummer: CM0003656



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PGC1 α , validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für Studien zur metabolischen Regulation, mitochondrialen Biogenese und zirkadianen Rhythmen. Kreuzreagiert mit humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PGC1 α Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	LEM6; PGC1; PGC1A; PGC-1v; PPARGC1; PGC-1alpha; PGC-1(alpha); PGC1 α
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10891
GenID	10891
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 340-480 von humanem PGC1 α (NP_037393.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UBK2
Proteingewicht	91 kDa
Versand	Eisbeutel