


Anti-Pgc1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9UbK2

Artikelnummer: CM0014513



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PGC1α (PPARGC1A), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Für Forschung zu Stoffwechsel, Gluconeogenese und zirkadianem Rhythmus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGC1α Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LEM6; PGC1; PGC1A; PGC-1v; PPARGC1; PGC-1alpha; PGC-1(alpha); PGC1α
Spezies	Mensch
Gen-ID	10891
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 610-798 von humanem PGC1α (NP_037393.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBK2
Proteinmasse	91kDa
Versand	Eisbeutel