


Anti-Pgc1A/B Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Mab) Für Wb, Elisa - Q9UbK2/Q86Yn6

Artikelnummer: CM0002716



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen PGC1α/β (PPARGC1A/PPARGC1B), einen transkriptionellen Koaktivator, der den Stoffwechsel und die mitochondriale Funktion reguliert. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Stoffwechsel-, Thermogenese- und zirkadiane Rhythmus-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGC1α/β Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LEM6; PGC-1(alpha); PGC-1alpha; PGC-1v; PGC1; PGC1A; PPARGC1; ERRL1; PERC; PGC-1(beta); PGC1B; PGC1α/β
Spezies	Mensch
GeneID (human)	10891/133522
GeneID	10891/133522
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 699-798 von humanem PGC1α/β entspricht (NP_037393.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UBK2/Q86YN6
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eistasche