

Anti-Pgd Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P52209

Artikelnummer: CM0003371



Einführung

Anti-PGD kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für Anwendungen WB, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt humanes, murines, Ratten-PGD (53 kDa). Unentbehrlich für Studien zum Pentosephosphatweg und zum Krebsstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGD Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	6PGD; PGD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5226
GenID	5226
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 384-483 von menschlichem PGD (P52209) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52209
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel