

Anti-Pgd Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52209

Artikelnummer: CM0026518



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes PGD (6-Phosphogluconat-Dehydrogenase) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes PGD in humanen, murinen und rattengewebigen Proben. Unverzichtbar für die Forschung am Pentosephosphatweg und Stoffwechselstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	6PGD; PGD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5226
GenID	5226
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 184-483 von humanem PGD (NP_002622.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52209
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel