

Anti-Pge-Rezeptor Ep1 (Ptger1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P34995

Artikelnummer: CM0016995



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PTGER1 (EP1), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet für Studien zur Nierenfunktion, glatten Muskelkontraktion und GPCR-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGE-Rezeptor EP1 (PTGER1) Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	EP1; PGE-Rezeptor EP1 (PTGER1)
Spezies	Human
GeneID (Human)	5731
GeneID	5731
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 des humanen PGE-Rezeptors EP1 (PGE-Rezeptor EP1 (PTGER1)) entspricht (NP_000946.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P34995
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel