


Anti-Pge-Rezeptor Ep3 (Ptger3) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P43115

Artikelnummer: CM0027744



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PTGER3 (EP3-Rezeptor), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Erforschen Sie die Prostaglandin-Signalgebung mit zuverlässigen Rohmaterialien von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGE-Rezeptor EP3 (PTGER3) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EP3; EP3e; EP3-I; EP3-II; EP3-IV; EP3-VI; PGE2-R; EP3-III; Inc003875; PGE-Rezeptor EP3 (PTGER3)
Spezies	Human
GeneID (Human)	5733
GeneID	5733
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-53 des humanen PGE-Rezeptors EP3 (PTGER3) (NP_942009.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P43115
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eistüte