

Anti-Pge-Rezeptor Ep4 (Ptger4) Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - P35408

Artikelnummer: CM0020959



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen den Prostaglandin-E2-Rezeptor-EP4-Subtyp (PTGER4) gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Nützlich zur Untersuchung der GPCR-vermittelten glatten Muskelrelaxation und der Nierenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGE-Rezeptor EP4 (PTGER4) Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	EP4; EP4R; PGE-Rezeptor EP4 (PTGER4)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5734
GenID	5734
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-488 des menschlichen PGE-Rezeptors EP4 (PTGER4) (P35408) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P35408
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel