


Anti-Pghs-2-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P35354

Artikelnummer: CM0019801



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes PGHS-2 (COX-2/PTGS2), geeignet für Western Blot. Dieses Enzym spielt eine zentrale Rolle in der Prostanoid-Biosynthese und der Entzündungsreaktion. Verwendung für die Entzündungs- und Lipidstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGHS-2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS
Spezies-Reaktivität	Mensch
GenID (Mensch)	5743
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 505-604 von humanem COX2/PTGS2 (P35354) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P35354
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel