

Anti-Pgk1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P00558

Artikelnummer: CM0014254



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen PGK1 (Phosphoglyceratkinase 1). Validiert in WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Für Forschung zu Glykolyse, Mitochondrienfunktion und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PGKA; MIG10; HEL-S-68p; PGK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5230
GenID	5230
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-417 von menschlichem PGK1 (NP_000282.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00558
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel