

Anti-Pgk2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P07205

Artikelnummer: CM0015924

Einführung

Kaninchen-polyklonaler PGK2-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes PGK2 (45 kDa), ein testisspezifisches glykolytisches Enzym, das für die Spermienmotilität essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PGKB; PGKPS; HEL-S-272; dj417L20.2; PGK2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5232
GenID	5232
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die Aminosäuren 242-360 von menschlichem PGK2 (NP_620061.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07205
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel