

Anti-Pgls Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95336

Artikelnummer: CM0028701

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen die menschliche 6-Phosphogluconolactonase (PGLS). Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Stoffwechselwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGLS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	6PGL; HEL-S-304; PGLS
Spezies	Mensch
GenID	25796
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-258 des menschlichen PGLS (NP_036220.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95336
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel